

FUJIFILM	Accès et utilisation de SynapseWave (XP, Vista, Seven)		
Rédacteur	Destination	Date	
Equipe SYNAPSE	Accès patient	13/10/2016	

Objectif

Savoir Accéder et utiliser SynapseWave

Pré-Requis

Microsoft Silverlight doit être installé.
S'il n'est pas installé, la procédure suivante vous l'expliquera.

A savoir

Toutes les plateformes (Mac, Microsoft) et nous vous conseillons d'utiliser Internet Explorer ou Safari

I – Microsoft Silverlight

Si Microsoft Silverlight n'est pas installé, veuillez suivre cette étape. Sinon allez à l'étape suivante.


Aller sur notre site Internet (ACCES PATIENT) :

<http://www.radiologie-orient.com/resultats-examens-radiologie-orient/p6.html>

Ou lancez votre Navigateur Internet puis entrez l'adresse suivante

<https://resultats.imagerie-orientaise.fr:444/>

Si Microsoft Silverlight n'est pas installé, cette fenêtre s'ouvrira. Cliquer sur l'image Microsoft Silverlight comme ci dessous



Ensuite cliquez sur « **Exécuter** »

FUJIFILM	Accès et utilisation de SynapseWave (XP, Vista, Seven)		
Rédacteur	Destination	Date	
Equipe SYNAPSE	Accès patient	13/10/2016	



Cliquez de nouveau sur « **Exécuter** »



Cliquez ensuite sur « **Installer Maintenant** »

Quand l'installation est terminée, cliquez sur « **Fermer** »



FUJIFILM	Accès et utilisation de SynapseWave (XP, Vista, Seven)		
Rédacteur	Destination	Date	
Equipe SYNAPSE	Accès patient	13/10/2016	

II – Utiliser SynapseWave

Si vous disposiez déjà de Silverlight ou si vous venez de l'installer, une fois saisie l'adresse <https://resultats.imagerie-lorientaise.fr:444/>

Vous arriverez alors sur cette page



L'identifiant correspond à votre numéro d'examen inscrit sur votre Compte-Rendu.

Le Mot de Passe correspond à votre date de naissance au format JJ/MM/AAAA

Valiez ensuite en cliquant sur le bouton **Connexion**.



Rédacteur	Destination	Date
Equipe SYNAPSE	Accès patient	13/10/2016

Vous arrivez alors directement sur votre examen réalisé.



Affiche le Compte Rendu
Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Active/Désactive le zoom
Utiliser la molette de la souris pour zoomer ou dé zoomer

Active/Désactive le fenêtrage
Maintenir le Clic Gauche sur l'image puis déplacer la



Chainer les images
Applique l'outil sélectionné à toutes les images

Enlever le zoom

Enlever le fenêtrage

Modifie la disposition des séries

Pour vous déconnecter, fermer la fenêtre de votre navigateur